

## Klemmverschraubungen aus Edelstahl - Parallelgewinde (BSPP)



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Geeignet für eine breite Palette von mineralisierten und anderen SONDENSOREN, die von Labfacility angeboten werden.

Klemmverschraubungen aus Edelstahl mit parallelen BSPP-Gewinden (British Standard Pipe Parallel) sind in verschiedenen Branchen für die Verbindung von Rohren und Schluchen unerlässlich.

Diese Verschraubungen sind für ihre Korrosionsbeständigkeit, Haltbarkeit und Festigkeit bekannt und eignen sich ideal für raue Umgebungen, einschließlich der Lebensmittel-, Getränke-, Pharma- und Chemieindustrie.

Eine ordnungsgemäße Installation und regelmäßige Wartung sind der Schlüssel zur Aufrechterhaltung ihrer effektiven Leistung im Laufe der Zeit.

### Leistungsbeschreibung

## Specifications

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>General Description</b> | Male in-line stainless steel compression type with nut & olive |
| <b>Material</b>            | BSP Parallel - Stainless Steel                                 |
| <b>Thread</b>              | 1/8"BSP, 1/4"BSP, 1/2"BSP, 3/4"BSP & 3/8"BSP Threads available |
| <b>Probe Diameter</b>      | Suitable for both metric & imperial probe diameters from 1.0mm |