

## Klemmverschraubungen aus Edelstahl - konisches Gewinde (BSPT)



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Geeignet für eine breite Palette von mineralisierten und anderen Sondensensoren, die von Labfacility angeboten werden.

Klemmverschraubungen aus Edelstahl mit BSPT-Gewinde (British Standard Pipe Taper) werden häufig zum Verbinden von Rohren und Schluchen in verschiedenen anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt.

BSPT-Gewinde sind konisch, was bedeutet, dass der Gewindedurchmesser zum Ende hin abnimmt, was die Abdichtung beim Festziehen der Armatur verbessert.

Die Verwendung von Edelstahl bietet eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit, Haltbarkeit und Festigkeit, wodurch diese Verschraubungen ideal für raue Bedingungen in Branchen wie der chemischen Verarbeitung, der I- und Gasindustrie sowie der Schifffahrt geeignet sind.

### Leistungsbeschreibung

## Specifications

<b>General Description</b>	Male in-line stainless steel compression type with nut & olive
<b>Material</b>	Stainless steel, BSPT tapered thread
<b>Thread</b>	1/8"BSPT, 1/4"BSPT, 1/2"BSPT, 3/8"BSPT or 3/4"BSPT available
<b>Probe Diameter</b>	Suitable for both metric and imperial probe diameters from 1.0mm to 12.0mm