

Klemmverschraubungen aus Messing - Parallelgewinde (BSPP)



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Geeignet für eine breite Palette von mineralisierten und anderen Sondensensoren, die von Labfacility angeboten werden.

Klemmverschraubungen aus Messing mit parallelen BSPP-Gewinden (British Standard Pipe Parallel) werden häufig zum sicheren Verbinden von Rohren und Schluchen in verschiedenen Anwendungen verwendet.

BSPP-Gewinde haben einen konstanten Durchmesser, was eine Dichtscheibe oder einen O-Ring erfordert, um eine auslaufsichere Abdichtung zu erzeugen.

Diese aus Messing gefertigten Armaturen bieten eine gute Korrosionsbeständigkeit, Haltbarkeit und einfache Installation, wodurch sie für Sanitär-, HLK- und Nieder- bis Mitteldruckanwendungen in Wasser-, Luft- und Gassystemen geeignet sind.

Leistungsbeschreibung

Specifications

General Description	Male in-line stainless steel compression type with nut & olive
Material	Brass
Thread	1/8"BSP or 1/4"BSP available
Probe Diameter	Suitable for both metric and imperial probe diameters from either 1.5mm, 3.0mm or 3/16"