

## Klemmverschraubungen aus Messing - konisches Gewinde (BSPT)



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Geeignet für eine breite Palette von mineralisierten und anderen Sondensensoren, die von Labfacility angeboten werden.

Klemmverschraubungen aus Messing mit BSPT-Gewinde (British Standard Pipe Taper) werden häufig zum Verbinden von Rohren und Schluchen in verschiedenen Anwendungen verwendet.

BSPT-Gewinde sind konisch, was bedeutet, dass der Gewindedurchmesser zum Ende hin abnimmt, wodurch die Abdichtung beim Festziehen der Armatur verbessert wird.

Diese aus Messing gefertigten Armaturen bieten eine gute Korrosionsbeständigkeit, Haltbarkeit und einfache Installation, wodurch sie für Sanitär-, HLK- und Nieder- bis Mitteldrucksysteme mit Wasser, Luft und Gas geeignet sind.

### Leistungsbeschreibung

## Specifications

<b>General Description</b>	Male in-line stainless steel compression type with nut & olive
<b>Material</b>	Brass
<b>Thread</b>	1/8"BSPT, 1/4"BSPT, 3/8"BSPT or 1/2"BSPT available
<b>Probe Diameter</b>	Suitable for both metric and imperial probe diameters from 1.5mm