

Oliven - Edelstahl



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Oliven aus rostfreiem Stahl sind eine wichtige Komponente in Klemmverschraubungen und bieten eine zuverlässige und langlebige Lösung für die Verbindung von Rohren und Schluchten in einer Vielzahl von Anwendungen.

Ihre Korrosionsbeständigkeit und Festigkeit machen sie ideal für anspruchsvolle Umgebungen und sorgen für sichere, auslaufsichere Verbindungen. Die richtige Installation und regelmäßige Wartung sind der Schlüssel zu ihrer effektiven Leistung und Langlebigkeit.

Leistungsbeschreibung

Specifications

General Description	Olives
Material	Stainless-Steel
Probe Diameter	Suitable for probe diameters between 1.0mm & 8.0mm