

## Oliven - Messing



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Messingoliven sind entscheidend für sichere und auslaufsichere Verbindungen in einer Vielzahl von Anwendungen.

Ihre Korrosionsbeständigkeit, Langlebigkeit und einfache Installation machen sie ideal für Sanitär-, HLK-, Industrie- und Automobilsysteme. Eine ordnungsgemäße Installation und regelmäßige Wartung sind der Schlüssel zur Aufrechterhaltung ihrer effektiven Leistung im Laufe der Zeit.

### **Leistungsbeschreibung**

## **Specifications**

<b>General Description</b>	Olives
<b>Material</b>	Brass
<b>Probe Diameter</b>	Suitable for probe diameters between 1.5mm & 8.0mm