

## Kontermuttern - Edelstahl



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Kontermuttern aus Edelstahl sind für sichere, vibrationsfeste Verbindungen in einer Vielzahl von Anwendungen unerlässlich.

Durch ihre Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit eignen sie sich für anspruchsvolle Umgebungen.

Die Auswahl des richtigen Typs und der richtigen Sorte der Kontermutter, kombiniert mit der ordnungsgemäßen Installation und regelmäßigen Wartung, gewährleistet eine zuverlässige Leistung und langfristige Haltbarkeit.

### Leistungsbeschreibung

## Specifications

<b>General Description</b>	Locknuts
<b>Material</b>	Stainless steel
<b>Thread</b>	Available in M8x1, 1/8"BSP, 1/4"BSP & 1/2"BSP Thread Types
<b>Sizes</b>	Thickness from 3.0mm to 5.5mm