


## Topfdichtung - Edelstahl mit Gewinde



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Topfdichtungen aus rostfreiem Stahl mit Gewinde sind für die Herstellung sicherer, auslaufsicherer Verbindungen in verschiedenen industriellen und mechanischen Anwendungen unerlässlich.

Ihre Korrosionsbeständigkeit, Haltbarkeit und Festigkeit machen sie für raue Umgebungen geeignet.

Die richtige Auswahl, Installation und Wartung sorgen für zuverlässige Leistung und lange Haltbarkeit.

### Leistungsbeschreibung

## Specifications

<b>General Description</b>	Potting seals to house the transition joints of sensor to extension leads
<b>Material</b>	Stainless steel
<b>Thread</b>	Threaded
<b>Length</b>	18.5mm to 44mm
<b>Sizes</b>	Various sizes and diameters