


## Stecker - Edelstahl



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Edelstahlstopfen und -nippel sind unverzichtbare Komponenten in verschiedenen Rohrleitungssystemen und bieten zuverlässige Dichtungs- und Verbindungslösungen.

Ihre Korrosionsbeständigkeit, Haltbarkeit und Festigkeit machen sie für anspruchsvolle Umgebungen geeignet.

Die richtige Auswahl, Installation und Wartung gewährleisten eine effektive Leistung und lange Haltbarkeit.

### Leistungsbeschreibung

## Specifications

<b>General Description</b>	Blanking plug in various thread fittings
<b>Material</b>	Stainless steel
<b>Thread</b>	1/4", 1/2", 1/8" BSPP or 1/4" BSPT
<b>Sizes</b>	1/4", 1/2", 1/8" BSPP OR 1/8" BSPT