

## Reduzierstcke - Messing



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Messing-Reduzierstcke sind wichtige Komponenten in Rohrleitungssystemen und erleichtern den bergang zwischen verschiedenen Rohrgren, um spezifische Anwendungsanforderungen zu erfllen.

Durch ihre Korrosionsbestndigkeit, Haltbarkeit und Festigkeit eignen sie sich fr eine Vielzahl von Umgebungen und Anwendungen.

Die richtige Auswahl, Installation und Wartung von Edelstahl-Reduzierstcken gewhrleistet eine effiziente und zuverlssige Leistung.

### **Leistungsbeschreibung**

## **Specifications**

<b>General Description</b>	A reducer allows for a change in size to meet specific requirements of the application
<b>Material</b>	Brass
<b>Sizes</b>	BSPP