

## Flansche - Messing



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Messingflansche sind wichtige Komponenten in Rohrleitungssystemen und bieten robuste und zuverlässige Verbindungen für verschiedene industrielle Anwendungen.

Aufgrund ihrer Korrosionsbeständigkeit, Haltbarkeit und Festigkeit eignen sie sich für anspruchsvolle Umgebungen in Branchen wie Öl und Gas, chemische Verarbeitung, Energieerzeugung, Lebensmittel und Getränke sowie Pharmazeutika.

Die richtige Auswahl, Installation und Wartung von Edelstahlflanschen gewährleistet eine effiziente und langlebige Leistung in jedem Rohrleitungssystem.

### Leistungsbeschreibung

## Specifications

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>General Description</b> | Flanges can be used to secure the sensor assembly into the process. |
| <b>Material</b>            | Brass   |
| <b>Dimensions</b>          | 50mm dia, 40mm PCD  |
| <b>Sizes</b>               | 1/4", 1/2", 18" BSPP, 1/4", 1/2" BSPT                               |