

Handheld-Luftsonde aus Edelstahl - Typ T IEC 4,0 mm x 110 mm



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

316 Edelstahl-Luftsonde mit belüftetem Mantel für die allgemeine Messung der Lufttemperatur. Bestehend aus einem Griff, einem 2 Meter langen Spiralkabel und einem Ministecker.

Müssen Sie Ihren Temperatursensor kalibrieren?

Rückführbar auf ISO17025 (UKAS) Kalibrierstandards bietet Labfacility die Wahl zwischen einer 3- oder 5-Punkt-rückführbaren Kalibrierung mit unserer hauseigenen Kalibriereinrichtung, Sie können beliebige Temperaturpunkte zwischen -10 C und +200 C auswählen.

Bitte beachten Sie, dass Sie bezüglich der Lieferinformationen kontaktiert werden, wenn Sie Ihrer Bestellung eine Kalibrierungsoption hinzufügen.

Leistungsbeschreibung

Specifications

Product Code	XE-3801-001
General Description	316 Stainless Steel Air Probe with a vented sheath for general air temperature measurement.
Sensor Type	T IEC
Probe Diameter	4.0mm
Probe Length	110mm
Sheath Material	316 Stainless Steel
Cable Length	2m Coiled Cable
Termination Type	Fitted mini plug
Max. Temperature	+400°C