

Mineralisierte Allzwecksonde Typ T JIS 3,0 mm x 100 mm



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Mineralisolierte Tauchsonde mit abgerundeter Spitze, geeignet für die Temperaturmessung von halbfesten und flüssigen Flüssigkeiten. Bestehend aus einem Griff, einem 2 Meter langen Spiralkabel und einem Ministecker. Eine halbflexible Konstruktion ermöglicht es, die Sonde für schwer zugängliche Anwendungen zu biegen oder zu formen. Sie eignen sich für den Einsatz bei der Prüfung korrosiver Materialien und bei der Messung von geschmolzenem Metall bei hohen Temperaturen.

Müssen Sie Ihren Temperatursensor kalibrieren?

Rückführbar auf ISO17025 (UKAS) Kalibrierstandards bietet Labfacility die Wahl zwischen einer 3- oder 5-Punkt-rückführbaren Kalibrierung mit unserer hauseigenen Kalibriereinrichtung, Sie können beliebige Temperaturpunkte zwischen -10 C und +200 C auswählen.

Bitte beachten Sie, dass Sie bezüglich der Lieferinformationen kontaktiert werden, wenn Sie Ihrer Bestellung eine Kalibrierungsoption hinzufügen.

Leistungsbeschreibung

Specifications

Product Code	XE-3876-001
General Description	Rounded tip suitable for semi solid and liquid temperature measurement
Thermocouple Type	T JIS
Probe Diameter	3.0mm
Probe Length	100mm
Cable Length	2m Coiled Cable
Termination Type	Fitted mini plug
Max. Temperature	+850°C