

## Tragbarer Einstechfhler aus Edelstahl - Typ T IEC 3,3 mm x 300 mm



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Einstechföler aus Edelstahl 316 mit spitzer Spitze zur Temperaturmessung von Flüssigkeiten und halbfesten Flüssigkeiten. Bestehend aus einem Griff, einem 2 Meter langen Spiralkabel und einem Ministecker.

### **Mssen Sie Ihren Temperatursensor kalibrieren?**

Rckföhrbar auf ISO17025 (UKAS) Kalibrierstandards bietet Labfacility die Wahl zwischen einer 3- oder 5-Punkt-rckföhrbaren Kalibrierung mit unserer hauseigenen Kalibriereinrichtung, Sie knnen beliebige Temperaturpunkte zwischen -10 C und +200 C auswöhlen.

**Bitte beachten Sie, dass Sie bezöglich der Lieferinformationen kontaktiert werden, wenn Sie Ihrer Bestellung eine Kalibrierungsoption hinzufögen.**

### **Leistungsbeschreibung**

## **Specifications**

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Product Code</b>        | XE-3805-001                          |
| <b>General Description</b> | Penetration Probe with a pointed tip |
| <b>Sensor Type</b>         | T IEC                                |
| <b>Probe Diameter</b>      | 3.3mm                                |
| <b>Probe Length</b>        | 300mm                                |
| <b>Cable Length</b>        | 2m                                   |
| <b>Cable Termination</b>   | Miniature Plug                       |
| <b>Max. Temperature</b>    | +400°C                               |