


## Tragbarer Einstechfhler aus Edelstahl - Typ K ANSI 3,3 mm x 120 mm



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Einstechföler aus Edelstahl 316 mit spitzer Spitze zur Temperaturmessung von Flüssigkeiten und halbfesten Flüssigkeiten. Bestehend aus einem Griff, einem 2 Meter langen Spiralkabel und einem Ministecker.

### Möchten Sie Ihren Temperatursensor kalibrieren?

Rückführbar auf ISO17025 (UKAS) Kalibrierstandards bietet Labfacility die Wahl zwischen einer 3- oder 5-Punkt-rückführbaren Kalibrierung mit unserer hauseigenen Kalibriereinrichtung, Sie können beliebige Temperaturpunkte zwischen -10 C und +200 C auswählen.

**Bitte beachten Sie, dass Sie bezüglich der Lieferinformationen kontaktiert werden, wenn Sie Ihrer Bestellung eine Kalibrierungsoption hinzufügen.**

### Leistungsbeschreibung

## Specifications

<b>Product Code</b>	XE-3865-001
<b>General Description</b>	Penetration Probe with a pointed tip
<b>Sensor Type</b>	K ANSI
<b>Probe Diameter</b>	3.3mm
<b>Probe Length</b>	120mm
<b>Cable Length</b>	2m
<b>Cable Termination</b>	Miniature Plug
<b>Max. Temperature</b>	+400°C