



LABFACILITY

TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

Tragbarer Einstechfhler aus Edelstahl - Typ T ANSI 3,3 mm x 120 mm



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Einstechföler aus Edelstahl 316 mit spitzer Spitze zur Temperaturmessung von Flüssigkeiten und halbfesten Flüssigkeiten. Bestehend aus einem Griff, einem 2 Meter langen Spiralkabel und einem Ministecker.

Mssen Sie Ihren Temperatursensor kalibrieren?

Rckföhrbar auf ISO17025 (UKAS) Kalibrierstandards bietet Labfacility die Wahl zwischen einer 3- oder 5-Punkt-rckföhrbaren Kalibrierung mit unserer hauseigenen Kalibriereinrichtung, Sie knnen beliebige Temperaturpunkte zwischen -10 C und +200 C auswöhlen.

Bitte beachten Sie, dass Sie bezüglich der Lieferinformationen kontaktiert werden, wenn Sie Ihrer Bestellung eine Kalibrierungsoption hinzufögen.

Leistungsbeschreibung

Specifications

Product Code	XE-3866-001
General Description	Penetration Probe with a pointed tip
Sensor Type	T ANSI
Probe Diameter	3.3mm
Probe Length	120mm
Cable Length	2m
Cable Termination	Miniature Plug
Max. Temperature	+400°C