

**Tragbarer Einstechföhler aus Edelstahl - Typ T JIS  
1,6 mm x 60 mm**

Image  
Coming  
Soon

Einstechföler aus Edelstahl 316 mit spitzer Spitze zur Temperaturmessung von Flüssigkeiten und halbfesten Flüssigkeiten. Bestehend aus einem Griff, einem 2 Meter langen Spiralkabel und einem Ministecker.

### **Mssen Sie Ihren Temperatursensor kalibrieren?**

Rckföhrbar auf ISO17025 (UKAS) Kalibrierstandards bietet Labfacility die Wahl zwischen einer 3- oder 5-Punkt-rckföhrbaren Kalibrierung mit unserer hauseigenen Kalibriereinrichtung, Sie knnen beliebige Temperaturpunkte zwischen -10 C und +200 C auswöhlen.

**Bitte beachten Sie, dass Sie bezüglich der Lieferinformationen kontaktiert werden, wenn Sie Ihrer Bestellung eine Kalibrierungsoption hinzufögen.**

### **Leistungsbeschreibung**

## **Specifications**

<b>Product Code</b>	XE-3880-001
<b>General Description</b>	Penetration Probe with a pointed tip
<b>Sensor Type</b>	T JIS
<b>Probe Diameter</b>	1.6mm
<b>Probe Length</b>	60mm
<b>Cable Length</b>	2m
<b>Cable Termination</b>	Miniature Plug
<b>Max. Temperature</b>	+400°C