

**Tragbarer Einstechfhler aus Edelstahl - Typ K JIS
3,3 mm x 300 mm**

Image
Coming
Soon

Einstechföler aus Edelstahl 316 mit spitzer Spitze zur Temperaturmessung von Flüssigkeiten und halbfesten Flüssigkeiten. Bestehend aus einem Griff, einem 2 Meter langen Spiralkabel und einem Ministecker.

Mössen Sie Ihren Temperatursensor kalibrieren?

Rückführbar auf ISO17025 (UKAS) Kalibrierstandards bietet Labfacility die Wahl zwischen einer 3- oder 5-Punkt-rückführbaren Kalibrierung mit unserer hauseigenen Kalibriereinrichtung, Sie können beliebige Temperaturpunkte zwischen -10 C und +200 C auswählen.

Bitte beachten Sie, dass Sie bezüglich der Lieferinformationen kontaktiert werden, wenn Sie Ihrer Bestellung eine Kalibrierungsoption hinzufügen.

Leistungsbeschreibung

Specifications

Product Code	XE-3881-001
General Description	Penetration Probe with a pointed tip
Sensor Type	K JIS
Probe Diameter	3.3mm
Probe Length	300mm
Cable Length	2m
Cable Termination	Miniature Plug
Max. Temperature	+400°C