

**Tragbarer Einstechföhler aus Edelstahl - Typ K JIS
3,3 mm x 300 mm**

Image
Coming
Soon

Einstechföler aus Edelstahl 316 mit spitzer Spitze zur Temperaturmessung von Flüssigkeiten und halbfesten Flüssigkeiten. Bestehend aus einem Griff, einem 2 Meter langen Spiralkabel und einem Ministecker.

Mssen Sie Ihren Temperatursensor kalibrieren?

Rckföhrbar auf ISO17025 (UKAS) Kalibrierstandards bietet Labfacility die Wahl zwischen einer 3- oder 5-Punkt-rckföhrbaren Kalibrierung mit unserer hauseigenen Kalibriereinrichtung, Sie knnen beliebige Temperaturpunkte zwischen -10 C und +200 C auswöhlen.

Bitte beachten Sie, dass Sie bezöglich der Lieferinformationen kontaktiert werden, wenn Sie Ihrer Bestellung eine Kalibrierungsoption hinzufögen.

Leistungsbeschreibung

Specifications

Product Code	XE-3881-001
General Description	Penetration Probe with a pointed tip
Sensor Type	K JIS
Probe Diameter	3.3mm
Probe Length	300mm
Cable Length	2m
Cable Termination	Miniature Plug
Max. Temperature	+400°C