

Mineralisiertes Thermoelement mit Miniatur- oder Standardstecker ANSI - Typen K



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Mssen Sie Ihren Temperatursensor kalibrieren?

Labfacility ist auf ISO17025 (UKAS)-Kalibrierstandards rckfhrbar und bietet die Wahl zwischen einer 3- oder 5-Punkt-rckfhrbaren Kalibrierung mit unserer hauseigenen Kalibriereinrichtung.

Bitte beachten Sie, dass Sie bezglich der Lieferinformationen kontaktiert werden, wenn Sie Ihrer Bestellung eine Kalibrierungsoption hinzufgen.

Leistungsbeschreibung**Specifications**

Thermocouple Type	K
Thermocouple Junction	Hot junction insulated from sheath
Probe Diameter	1.0, 1.5 & 3.0 mm
Probe Length	Various
Sheath Material	Stainless steel 310 sheath
Termination Type	Miniature or Standard Plug
Max. Temperature	+1100°C (+750°C for 1.0mm)
Standards Met	ANSI