

## Mineralisiertes Thermoelement mit Miniatur- oder Standardstecker ANSI - Typen K



1.0 x 150mm



3.0 x 500mm

Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

**Mssen Sie Ihren Temperatursensor kalibrieren?**

Labfacility ist auf ISO17025 (UKAS)-Kalibrierstandards rckfhrbar und bietet die Wahl zwischen einer 3- oder 5-Punkt-rckfhrbaren Kalibrierung mit unserer hauseigenen Kalibriereinrichtung.

**Bitte beachten Sie, dass Sie bezglich der Lieferinformationen kontaktiert werden, wenn Sie Ihrer Bestellung eine Kalibrierungsoption hinzufgen.**

**Leistungsbeschreibung****Specifications**

<b>Thermocouple Type</b>	K
<b>Thermocouple Junction</b>	Hot junction insulated from sheath
<b>Probe Diameter</b>	1.0, 1.5 & 3.0 mm
<b>Probe Length</b>	Various
<b>Sheath Material</b>	Stainless steel 310 sheath
<b>Termination Type</b>	Miniature or Standard Plug
<b>Max. Temperature</b>	+1100°C (+750°C for 1.0mm)
<b>Standards Met</b>	ANSI