


Handheld Mineral Isolierte Allzwecksonde - Typ K,T,PRT



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Mineralisierte Tauchsonde mit abgerundeter Spitze, geeignet für halbfeste und flüssige Temperaturmessungen. Bestehend aus einem Griff, 2 Meter gewickeltem Kabel und Typ Mini-Stecker. Eine halbflexible Konstruktion ermöglicht es, die Sonde für schwer zugängliche Anwendungen zu biegen oder zu formen. Sie eignen sich für den Einsatz in korrosiven Materialtests und Hochtemperatur-Schmelzmetallmessungen.

Benötigen Sie Ihren Temperatursensor kalibriert?

Nach ISO17025 (UKAS) Kalibrierstandards rückverfolgbar, bietet Labfacility die Wahl zwischen einer 3- oder 5-Punkt-Rückverfolgbaren Kalibrierung mit unserer hauseigenen Kalibrieranlage, sie können beliebige Temperaturpunkte zwischen -10°C & +200°C auswählen.

Bitte beachten Sie, dass, wenn Sie eine Kalibrierungsoption zu Ihrer Bestellung hinzufügen, dies 2-3 Tage Vorlaufzeit zu Ihrer Bestellung hinzufügt.

Specifications

General Description	Rounded tip suitable for semi solid and liquid temperature measurement
Thermocouple Type	K or T
Calibration	IEC, ANSI or JIS Calibration or PRT (Black)
Probe Diameter	1.5mm, 3.0mm & 6.0mm
Probe Length	100mm, 120mm & 300mm
Cable Length	2m Coiled Cable
Termination Type	Fitted Mini Plug
Max. Temperature	+850°C