


Handheld Edelstahl Penetrationssonden - Typ K,T,PRT



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

316 Edelstahl Penetrationssonde mit spitzer Spitze zur Messung der flüssigen und halbfesten Temperatur.
Bestehend aus einem Griff, 2 Meter gewickeltem Kabel und einem Ministecker.

Benötigen Sie Ihren Temperatursensor kalibriert?

Nach ISO17025 (UKAS) Kalibrierstandards rückverfolgbar, bietet Labfacility die Wahl zwischen einer 3- oder 5-Punkt-Rückverfolgbaren Kalibrierung mit unserer hauseigenen Kalibrieranlage, sie können beliebige Temperaturpunkte zwischen -10°C & +200°C auswählen.

Bitte beachten Sie, dass, wenn Sie eine Kalibrierungsoption zu Ihrer Bestellung hinzufügen, dies 2-3 Tage Vorlaufzeit zu Ihrer Bestellung hinzufügt.

Specifications

General Description	Penetration Probe with a pointed tip
Sensor Type	K, T or PRT
Calibration	IEC, ANSI or JIS
Probe Diameter	1.6mm, 3.3mm or 6.0mm
Probe Length	60mm, 120mm or 300mm
Cable Length	2m
Cable Termination	Miniature Plug
Max. Temperature	+400°C