


## 100 Ohm Draht Wunddetektoren



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

**Bitte beachten Sie: Die DIN-Vorlaufzeiten der Klasse 1/10 variieren - bitte erkundigen Sie sich oder Sie werden nach der Bestellung mit einer Vorlaufzeit kontaktiert.**

### Spezifikationen

## Specifications

<b>General Description</b>	Wirewound construction for optimum performance and stability
<b>Sensor Type</b>	Pt100 Single Element
<b>Max. Temperature</b>	+650°C
<b>Min. Temperature</b>	-200°C
<b>Tolerance</b>	Class A, Class B or 1/10 DIN. 1/10DIN relative to IEC 60751 over the range 0°C to 150°C (1/10 of Class B)
<b>Detector Dimensions</b>	Various width / length combination available