


## IEC-Autoklaven-Thermoelement - Duplex Typ T



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Diese Sterilisator-Lastsonde bietet einen Duplex-Sensor vom Typ T und ist für den Einsatz unter rauen Bedingungen geeignet, einschließlich der meisten Dampfsterilisatoren.

## Specifications

<b>Product Code</b>	XE-9510-001
<b>General Description</b>	First 2.5m section in a flexible stainless steel conduit
<b>Thermocouple Type</b>	Type T Duplex
<b>Thermocouple Junction</b>	2 x insulated tip junctions
<b>Probe Diameter</b>	4mm
<b>Probe Length</b>	250mm
<b>Sheath Material</b>	Stainless steel (316) sheath
<b>Cable Type</b>	Cable is silicon rubber throughout
<b>Max. Temperature</b>	+200°C
<b>Min. Temperature</b>	-50°C