


Handheld Edelstahl Luftsonden - Typ K,T,PRT



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

316 Edelstahl-Luftsonde mit belüfteter Hülle zur allgemeinen Lufttemperaturmessung. Bestehend aus einem Griff, 2 Meter gewickeltem Kabel und einem Ministecker.

Benötigen Sie Ihren Temperatursensor kalibriert?

Nach ISO17025 (UKAS) Kalibrierstandards rückverfolgbar, bietet Labfacility die Wahl zwischen einer 3- oder 5-Punkt-Rückverfolgbaren Kalibrierung mit unserer hauseigenen Kalibrieranlage, sie können beliebige Temperaturpunkte zwischen -10°C & +200°C auswählen.

Bitte beachten Sie, dass, wenn Sie eine Kalibrierungsoption zu Ihrer Bestellung hinzufügen, dies 2-3 Tage Vorlaufzeit zu Ihrer Bestellung hinzufügt.

Specifications

General Description	316 Stainless Steel Air Probe with a vented sheath for general air temperature measurement.
Sensor Type	K, T or PRT
Calibration	IEC
Probe Diameter	4.0mm
Probe Length	110mm
Sheath Material	316 Stainless Steel
Cable Type	2m Coiled Cable
Cable Termination	Fitted plug
Max. Temperature	+400°C