

## Schwarze ABS-Ausrüstungstasche



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Schwarze sabS-Gehäuse kommt mit komplettem Schaumstoff-Set, das in 10mm Würfeln ausgezupft und auf die Anforderungen des Benutzers modifiziert werden kann.

### **Dimensionen**

**Intern (LxWxD)**  
420 x 298 x 131mm

**Extern (LxBxD)**  
432 x 363 x 138 mm

**Gewicht (Kg)**  
1.4

### **Specifications**

<b>Product Code</b>	XE-6050-001
---------------------	-------------