





LABFACILITY

TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

PFA-isolierte nackte Schwnze ANSI - Typ K,T



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Mssen Sie Ihren Temperatursensor kalibrieren?

Labfacility ist auf ISO17025 (UKAS)-Kalibrierstandards rckfhrbar und bietet die Wahl zwischen einer 3- oder 5-Punkt-rckfhrbaren Kalibrierung mit unserer hauseigenen Kalibriereinrichtung.

Bitte beachten Sie, dass Sie bezglich der Lieferinformationen kontaktiert werden, wenn Sie Ihrer Bestellung eine Kalibrierungsoption hinzufügen.

Leistungsbeschreibung**Specifications**

General Description	Fast response, welded exposed junction
Thermocouple Type	K or T
Thermocouple Junction	Exposed
Cable Length	300mm, 1, 2, 5 or 10 metre
Cable Type	Teflon® PFA insulated twin-twisted lead
Core / Strands	1/0.2, 1/0.3mm solid or 7/0.2mm stranded
Cable Termination	Bare wire
Max. Temperature	+250°C
Min. Temperature	-75°C
Standards Met	ANSI MC96.1