



## PFA-Kabel Tidy ANSI Thermoelement mit freiliegender Sperrschicht und montiertem Ministecker - Typen K, T



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

**Mssen Sie Ihren Temperatursensor kalibrieren?**

Labfacility ist auf ISO17025 (UKAS)-Kalibrierstandards rckfhrbar und bietet die Wahl zwischen einer 3- oder 5-Punkt-rckfhrbaren Kalibrierung mit unserer hauseigenen Kalibriereinrichtung.

**Bitte beachten Sie, dass Sie bezglich der Lieferinformationen kontaktiert werden, wenn Sie Ihrer Bestellung eine Kalibrierungsoption hinzufgen.**

**Leistungsbeschreibung****Specifications**

<b>General Description</b>	A complete, precision fine wire, high sensitivity thermocouple with a fitted miniature connector
<b>Sensor Type</b>	Cable Tidy Thermocouple with Fitted Miniature ANSI Plug
<b>Thermocouple Type</b>	K or T
<b>Thermocouple Junction</b>	Exposed
<b>Cable Length</b>	1 or 2 metre
<b>Cable Type</b>	PFA twin twisted
<b>Cable Termination</b>	Miniature Plug
<b>Max. Temperature</b>	220°C
<b>Tolerance</b>	Class 1 wire for high accuracy
<b>Standards Met</b>	ANSI colour code