


PFA-Kabel Tidy ANSI Thermoelement mit freiliegender Sperrschicht und montiertem Ministecker - Typen K, T



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Mssen Sie Ihren Temperatursensor kalibrieren?

Labfacility ist auf ISO17025 (UKAS)-Kalibrierstandards rckfhrbar und bietet die Wahl zwischen einer 3- oder 5-Punkt-rckfhrbaren Kalibrierung mit unserer hauseigenen Kalibriereinrichtung.

Bitte beachten Sie, dass Sie bezglich der Lieferinformationen kontaktiert werden, wenn Sie Ihrer Bestellung eine Kalibrierungsoption hinzufgen.

Leistungsbeschreibung**Specifications**

General Description	A complete, precision fine wire, high sensitivity thermocouple with a fitted miniature connector
Sensor Type	Cable Tidy Thermocouple with Fitted Miniature ANSI Plug
Thermocouple Type	K or T
Thermocouple Junction	Exposed
Cable Length	1 or 2 metre
Cable Type	PFA twin twisted
Cable Termination	Miniature Plug
Max. Temperature	220°C
Tolerance	Class 1 wire for high accuracy
Standards Met	ANSI colour code