

## Klemmverschraubungen aus rostfreiem Stahl - NPT-Gewinde (NPT)



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Geeignet für eine breite Palette von mineralisierten und anderen Sondensensoren, die von Labfacility angeboten werden.

Klemmverschraubungen aus Edelstahl mit NPT-Gewinde (National Pipe Thread) werden häufig zum sicheren Verbinden von Rohren und Schluchen in verschiedenen industriellen Anwendungen eingesetzt.

NPT-Gewinde sind konisch, was bedeutet, dass der Gewindedurchmesser zum Ende hin abnimmt, wodurch eine engere Abdichtung entsteht, wenn die Verschraubung festgezogen wird.

Das Edelstahlmaterial bietet eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit, Haltbarkeit und Festigkeit, wodurch diese Armaturen für raue Umgebungen geeignet sind, einschließlich chemischer Verarbeitung, Öl und Gas sowie Marineanwendungen

### Leistungsbeschreibung

## Specifications

<b>General Description</b>	Male in-line stainless steel compression type with nut & olive
<b>Material</b>	NPT - Stainless Steel Compression Fitting
<b>Thread</b>	1/8" NPT, 1/4" NPT, 1/2" NPT, 3/4"NPT or 3/8"NPT available
<b>Probe Diameter</b>	Suitable for both metric & imperial probe diameters from 1.0mm to 12.0mm