

## Industriethermometer Therma 1 (Typ K)



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

**BITTE BEACHTEN SIE: Die Vorlaufzeit betrgt 7-10 Werktage bei der Auswahl der Kalibrierung**

Der Therma 1 verfgt ber groe, gut ablesbare LCD-Displays mit offener Schaltung "Err" und Anzeige fr niedrigen Batteriestand. Jedes Thermometer wird mit drei 1,5-Volt-AAA-Batterien betrieben, die eine Batterielebensdauer von mindestens fnf Jahren ermöglichen. Die Gerte schalten sich nach zehn Minuten automatisch aus, wodurch die Akkulaufzeit maximiert wird. Diese Funktion kann bei Bedarf vom Benutzer deaktiviert werden.

Es ist keine Sonde im Lieferumfang enthalten, bitte whlen Sie aus dem breiten Labfacility-Sortiment an Sonden, die zu diesem Produkt passen

**Optionale tragbare Temperatursensoren fr die Verwendung mit diesem Gert sind im Dropdown-Men erhltlich - 26 Sonden verfgrbar, whlen Sie Ihren Typ K-Sondentyp, -lnge und -durchmesser aus.**

**Leistungsbeschreibung**

**Specifications**

<b>Product Code</b>	XE-3988-001
<b>General Description</b>	Housed in a robust ABS case that contains 'Biomaster' additive that helps to reduce bacterial growth.
<b>Type</b>	Industrial Digital Thermometer
<b>Thermocouple Type</b>	Type K
<b>Accuracy</b>	$\pm 0.4^{\circ}\text{C} \pm 0.1\%$
<b>Input / Ranges</b>	0.1°C -99.9 to 299.9°C. 1°C 300 to 1372°C
<b>Resolution of data display</b>	0.1°C & 1°C
<b>Dimensions</b>	25 x 56 x 128mm
<b>Power Supply</b>	Battery 3 x 1.5 volt AAA. Battery life 10000 hours/min 5 years
<b>Sensor Type</b>	Sensor type K miniature thermocouple
<b>Weight</b>	130 grams