

Industriethermometer Therma 1 (Typ K)



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

BITTE BEACHTEN SIE: Die Vorlaufzeit betrgt 7-10 Werktage bei der Auswahl der Kalibrierung

Der Therma 1 verfgt ber groe, gut ablesbare LCD-Displays mit offener Schaltung "Err" und Anzeige fr niedrigen Batteriestand. Jedes Thermometer wird mit drei 1,5-Volt-AAA-Batterien betrieben, die eine Batteriebensdauer von mindestens fnf Jahren ermöglichen. Die Gerte schalten sich nach zehn Minuten automatisch aus, wodurch die Akkulaufzeit maximiert wird. Diese Funktion kann bei Bedarf vom Benutzer deaktiviert werden.

Es ist keine Sonde im Lieferumfang enthalten, bitte whlen Sie aus dem breiten Labfacility-Sortiment an Sonden, die zu diesem Produkt passen

Optionale tragbare Temperatursensoren fr die Verwendung mit diesem Gert sind im Dropdown-Men erhltlich - 26 Sonden verfgrbar, whlen Sie Ihren Typ K-Sondentyp, -lnge und -durchmesser aus.

Leistungsbeschreibung

Specifications

Product Code	XE-3988-001
General Description	Housed in a robust ABS case that contains 'Biomaster' additive that helps to reduce bacterial growth.
Type	Industrial Digital Thermometer
Thermocouple Type	Type K
Accuracy	±0.4°C ±0.1%
Input / Ranges	0.1°C -99.9 to 299.9°C. 1°C 300 to 1372°C
Resolution of data display	0.1°C & 1°C
Dimensions	25 x 56 x 128mm
Power Supply	Battery 3 x 1.5 volt AAA. Battery life 10000 hours/min 5 years
Sensor Type	Sensor type K miniature thermocouple
Weight	130 grams