

## Klemmverschraubungen aus Messing - NPT-Gewinde (NPT)



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Geeignet für eine breite Palette von mineralisierten und anderen Sondensensoren, die von Labfacility angeboten werden.

Klemmverschraubungen aus Messing mit NPT-Gewinde (National Pipe Thread) werden häufig zum Verbinden von Rohren und Schluchen in verschiedenen Anwendungen verwendet.

NPT-Gewinde sind verjüngt, was zu einer engeren Abdichtung führt, wenn die Armatur festgezogen wird.

Messing, das für seine Korrosionsbeständigkeit, Haltbarkeit und Bearbeitbarkeit bekannt ist, macht diese Armaturen geeignet für Sanitär-, HLK- und Nieder- bis Mitteldruckanwendungen mit Wasser, Luft und Gas.

### Leistungsbeschreibung

## Specifications

<b>General Description</b>	Male in-line stainless steel compression type with nut & olive
<b>Material</b>	Brass
<b>Thread</b>	1/8" or 1/4" NPT available
<b>Probe Diameter</b>	To suite 3.0mm or 6.0mm probe diameters