



## IEC-Magnetstreifen-Thermoelement Typ K, PTFE-isoliert mit Miniaturstecker



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Ein flexibles Magnetstreifen-Thermoelement, das an den meisten ferromagnetischen Oberflächen befestigt werden kann, die große Fläche des Magneten sorgt für eine gute Haftung und ermöglicht eine einfache Installation. Nützlich in einer Vielzahl von Temperaturüberwachungsanwendungen, insbesondere in Test und Entwicklung.

## Specifications

<b>General Description</b>	Ideal for ferrous metal surface measurement
<b>Thermocouple Junction</b>	Grounded measuring junction
<b>Magnet</b>	50 x 25 x 1mm magnetic strip
<b>Cable Length</b>	1 or 2 metre
<b>Cable Type</b>	PTFE insulated wires, twin twisted
<b>Termination Type</b>	Miniature flat pin plug, colour coded in accordance IEC 584
<b>Max. Temperature</b>	100°C
<b>Min. Temperature</b>	-50°C