

Master Class Faltbares Kochthermometer



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

BITTE BEACHTEN SIE: Die Vorlaufzeit betrgt 7-10 Werktage bei der Auswahl der Kalibrierung

Perfekt fr die przise Zubereitung von Rind, Kalb, Lamm, Schwein, Huhn und Pute, stellen Sie sicher, dass Sie fr Ihr Sonntagsessen einen kstlichen Fleischbraten haben, der sowohl Freunde als auch Familie beeindruckt.

Das gut ablesbare LCD-Display zeigt deutlich die von der Edelstahlsonde gemessene Innentemperatur mit einem Temperaturbereich von -45 C bis 200 C und -49 F bis 392 F an.

Dieses faltbare Thermometer eignet sich auch hervorragend zum einfachen Verstauen in Kchenschubladen, wobei der Klappmechanismus die Gesamtgre reduziert.

Leistungsbeschreibung**Specifications**

Product Code	XE-3966-001
General Description	The easy to read LCD display clearly shows the internal temperature measured by the stainless steel probe
Sensor Type	Folding Stainless Steel Probe
Max. Temperature	200°C (392°F)
Min. Temperature	-45°C (-49°F)
Dimensions	25.8 x 8.8 x 2.2 cm
Power Supply	1 x LR44 battery (included)
Weight	100g