




# Leiterplattenmontage Thermoelement-Steckverbinderbuchse IM-N-PCB Typ N IEC mit verzinnten Stiften



**Miniature PCB Socket**  
(dimensions in mm)



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

**Leiterplattenmontage Thermoelement-Steckverbinderbuchse IM-N-PCB Typ N IEC mit verzinneten Stiften**

Diese Artikel können nicht online bestellt werden, daher rufen Sie bitte unser Verkaufsteam an oder senden Sie eine E-Mail mit Ihrer gewünschten Menge, um Preis- und Lieferinformationen zu erhalten.

Speziell für Leiterplatten entwickelt, massiv verzinnete Pins für die direkte Platinenmontage und Bereitstellung für CJC-Sensoren

**Leistungsbeschreibung**
**Specifications**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Product Code</b>        | XE-1259-TIN   |
| <b>General Description</b> | Versatile, high quality circuit board mounting miniature socket |
| <b>Thermocouple Type</b>   | N IEC   |
| <b>Connector Type</b>      | PCB socket  |
| <b>Connector Size</b>      | Miniature   |
| <b>Colour</b>              | Pink  |
| <b>Max. Temperature</b>    | 220°C   |
| <b>Pins</b>                | Tin Plated  |
| <b>+Positive Contact</b>   | Nickel / Chromium / Silicon                                     |
| <b>-Negative Contact</b>   | Nickel Silicon  |
| <b>Standards Met</b>       | BS EN 50212:1997. RoHS  |