



Leiterplattenmontage Thermoelement-Steckverbinderbuchse IM-N-PCB Typ N IEC mit verzinnnten Stiften



Miniature PCB Socket
(dimensions in mm)



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Leiterplattenmontage Thermoelement-Steckverbinderbuchse IM-N-PCB Typ N IEC mit verzinneten Stiften

Diese Artikel können nicht online bestellt werden, daher rufen Sie bitte unser Verkaufsteam an oder senden Sie eine E-Mail mit Ihrer gewünschten Menge, um Preis- und Lieferinformationen zu erhalten.

Speziell für Leiterplatten entwickelt, massiv verzinnete Pins für die direkte Platinenmontage und Bereitstellung für CJC-Sensoren

Leistungsbeschreibung
Specifications

Product Code	XE-1259-TIN
General Description	Versatile, high quality circuit board mounting miniature socket
Thermocouple Type	N IEC
Connector Type	PCB socket
Connector Size	Miniature
Colour	Pink
Max. Temperature	220°C
Pins	Tin Plated
+Positive Contact	Nickel / Chromium / Silicon
-Negative Contact	Nickel Silicon
Standards Met	BS EN 50212:1997. RoHS