


Thermoelement-Steckverbinderbuchse fr die Leiterplattenmontage FMTC-CU-PCB Typ Cu mit verzinnnten Stiften



Miniature PCB Socket
(dimensions in mm)



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Thermoelement-Steckverbinderbuchse fr die Leiterplattenmontage FMTC-CU-PCB Typ CU mit verzinnnten Stiften

Diese Artikel knnen nicht online bestellt werden, daher rufen Sie bitte unser Verkaufsteam an oder senden Sie eine E-Mail mit Ihrer gewünschten Menge, um Preis- und Lieferinformationen zu erhalten.

Speziell fr Leiterplatten entwickelt, massiv verzinnte Pins fr die direkte Platinenmontage und Bereitstellung fr CJC-Sensor

Leistungsbeschreibung**Specifications**

Product Code	XE-1379-TIN
General Description	Versatile, high quality circuit board mounting miniature socket
Thermocouple Type	IEC, ANSI, JIS Type CU
Connector Type	PCB socket
Connector Size	Miniature
Colour	White
Max. Temperature	220°C
Pins	Tin Plated
+Positive Contact	Copper
-Negative Contact	Copper
Standards Met	BS EN 50212:1997. RoHS