


# Thermoelement-Steckverbinderbuchse fr die Leiterplattenmontage FMTC-CU-PCB Typ Cu mit verzinnnten Stiften



**Miniature PCB Socket**  
(dimensions in mm)



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

**Thermoelement-Steckverbinderbuchse fr die Leiterplattenmontage FMTC-CU-PCB Typ CU mit verzinnnten Stiften**

Diese Artikel knnen nicht online bestellt werden, daher rufen Sie bitte unser Verkaufsteam an oder senden Sie eine E-Mail mit Ihrer gewünschten Menge, um Preis- und Lieferinformationen zu erhalten.

Speziell fr Leiterplatten entwickelt, massiv verzinnte Pins fr die direkte Platinenmontage und Bereitstellung fr CJC-Sensor

**Leistungsbeschreibung****Specifications**

<b>Product Code</b>	XE-1379-TIN
<b>General Description</b>	Versatile, high quality circuit board mounting miniature socket
<b>Thermocouple Type</b>	IEC, ANSI, JIS Type CU
<b>Connector Type</b>	PCB socket
<b>Connector Size</b>	Miniature
<b>Colour</b>	White
<b>Max. Temperature</b>	220°C
<b>Pins</b>	Tin Plated
<b>+Positive Contact</b>	Copper
<b>-Negative Contact</b>	Copper
<b>Standards Met</b>	BS EN 50212:1997. RoHS