

IR GM300 Infrarot-Thermometer mit festem Emissionsgrad (0,95) (nur für nicht-medizinische Zwecke)



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Fr grere Mengen verwenden Sie bitte die Registerkarte "Produktanfrage", um unser Verkaufsteam zu kontaktieren, um ein Angebot und Informationen zur Lieferzeit zu erhalten.

Bitte beachten Sie:

Es handelt sich um industrielle IR-Thermometer, daher berprfen Sie bitte vor dem Kauf die Spezifikationen, da fr unbenutzte Produkte eine Wiedereinlagerungsgebrhr von 20% anfllt. Die Genauigkeit dieser Artikel macht sie fr den medizinischen Gebrauch ungeeignet

Leistungsbeschreibung

Specifications

Product Code	XE-4008-001
Model	GM300 Fixed Emissivity (0.95)
General Description	GM300 infrared thermometer is used for measuring the temperature of the object's surface.
Accuracy	+/- 1.5°C / +/- 1.5%
Resolution	0.1°C or 0.1°F
Emissivity	0.95 Preset
Distance to Spot Size	12:1
Battery	9V
Function #1	MAX / MIN / AVG / DIF reading
Function #2	Auto Power off & Data Hold
Function #3	High / Low Temperature Alarm setup
Function #4	Laser ON / OFF selectable
Unit selectable	°C / °F
Power Supply	Requires one standard 9V battery (included)

Measuring range	-50°C to 450°C
Important Information	These are industrial IR thermometers, so please check the specifications before purchasing as a restocking fee of 20% will apply to unused products