

Klemmverschraubungen aus rostfreiem Stahl - metrisches Gewinde (M-Serie)



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Geeignet für eine breite Palette von mineralisierten und anderen Sondensensoren, die von Labfacility angeboten werden.

Klemmverschraubungen aus Edelstahl mit metrischem Gewinde (M-Serie) werden in großem Umfang zum Verbinden von Rohren und Schluchten in verschiedenen industriellen Anwendungen eingesetzt.

Diese Verschraubungen verfügen über metrische Gewinde, die standardisiert sind, um die Kompatibilität mit metrischen Rohrleitungssystemen zu gewährleisten.

Sie bestehen aus Edelstahl und bieten eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit, Haltbarkeit und Festigkeit, wodurch sie für raue Umgebungen wie die chemische Verarbeitung, die Pharmazie sowie die Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet sind.

Leistungsbeschreibung

Specifications

General Description	Thermocouple installation fittings with Metric Thread
Material	Male in-line stainless steel compression type with nut & olive
Thread	M8, M16 & M20 thread available.
Probe Diameter	Suits 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.5mm, 6.0mm or 8.0mm probe diameters