

Handheld Moving Air Probe - Typ K,T



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Edelstahlmantel mit geformtem Griff und 2 Meter gewickeltem Verlängerungskabel in einem Miniatur-Thermoelementstecker veredert. Thermoelement-Luftsonden sind ideal zur Messung der Temperatur von stiller oder beweglicher Luft und Gasen.

Specifications

General Description	Handheld Moving Air Probe, Ideal for the measurement of air and gases
Sensor Type	Funnelled shield allows for maximum airflow across measuring junction
Thermocouple Type	K or T
Calibration	IEC
Probe Diameter	30mm
Probe Length	120mm
Cable Length	2m
Cable Termination	Fitted Plug