

## Tragbare bewegliche Luftsonde - Typ K IEC 30 mm x 120 mm



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Mantel aus rostfreiem Stahl mit geformtem Griff und 2 Meter Spiralverlängerungskabel, das in einem Miniatur-Thermoelementstecker endet. Thermoelement-Luftsonden sind ideal für die Messung der Temperatur von ruhender oder bewegter Luft und Gasen.

### Leistungsbeschreibung

## Specifications

<b>Product Code</b>	XE-3845-001
<b>General Description</b>	Handheld Moving Air Probe, Ideal for the measurement of air and gases
<b>Sensor Type</b>	Funnelled shield allows for maximum airflow across measuring junction
<b>Thermocouple Type</b>	K IEC
<b>Probe Diameter</b>	30mm
<b>Probe Length</b>	120mm
<b>Cable Length</b>	2m
<b>Cable Termination</b>	Fitted plug
<b>Series</b>	Handheld Probe