

Handgeföhrte bewegliche Luftsonde Typ T IEC 30 mm Durchmesser x 120 mm Lnge



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Mantel aus rostfreiem Stahl mit geformtem Griff und 2 Meter Spiralverlängerungskabel, das in einem Miniatur-Thermoelementstecker endet. Thermoelement-Luftsonden sind ideal für die Messung der Temperatur von ruhender oder bewegter Luft und Gasen.

Leistungsbeschreibung

Specifications

Product Code	XE-3846-001
General Description	Handheld Moving Air Probe, Ideal for the measurement of air and gases. Funnelled shield allows for maximum airflow across measuring junction
Thermocouple Type	T IEC
Probe Diameter	30mm
Probe Length	120mm
Cable Length	2m
Cable Termination	Fitted plug