

## Rohrschellensonde - Typ K



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Diese Rohrschellensonde eignet sich zur Messung der Oberflächentemperatur von Rohren in Heizungs- und Lüftungsanlagen, Kälteanlagen und vielen anderen Rohranwendungen.

## Specifications

<b>Product Code</b>	XE-3847-001
<b>General Description</b>	Pipe Clamp Probe
<b>Sensor Type</b>	Clamps onto pipes from 6 mm to 30 mm
<b>Thermocouple Type</b>	K
<b>Cable Length</b>	1m
<b>Cable Type</b>	PVC
<b>Cable Termination</b>	Miniature Plug
<b>Max. Temperature</b>	-10°C
<b>Min. Temperature</b>	+100°C
<b>Accuracy</b>	Response time less than 2 seconds