

Tragbare Einstechsonde aus Edelstahl - PRT (schwarz) 3,3 mm x 120 mm



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

316 Edelstahl-Einstecksonde mit spitzer Spitze für die Temperaturmessung von Flüssigkeiten und halbfesten Flüssigkeiten. Bestehend aus einem Griff, einem 2 Meter langen Spiralkabel und einem Ministecker.

<S> </S>

<table style="width: 100%; border-color: #f5f5f5; border="1" width="850">

<tr>

<td>

<th style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: middle;">

<h2>Müssen Sie Ihren Temperatursensor kalibrieren?</h2>

</th>

<td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: middle;">

Rückführbar auf ISO17025 (UKAS) Kalibrierstandards, bietet Labfacility die Wahl zwischen einer 3- oder 5-Punkt-rückführbaren Kalibrierung mit unserer hauseigenen Kalibriereinrichtung, Sie können beliebige Temperaturpunkte zwischen -10°C und +200°C.

Bitte beachten Sie, dass Sie bezüglich der Lieferinformationen kontaktiert werden, wenn Sie Ihrer Bestellung eine Kalibrierungsoption hinzufügen.

</td>

</tr>

</table>

</Table>

<p>Spezifikationen</p>

<S> </S>

Specifications

Product Code	XE-3890-001
General Description	Penetration Probe with a pointed tip
Sensor Type	PRT
Probe Diameter	3.3mm
Probe Length	120mm
Cable Length	2m
Max. Temperature	+400°C