



# LABFACILITY

TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

## Tragbare Einstechsonde aus Edelstahl - PRT (schwarz) 3,3 mm x 120 mm



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

<p>316 Edelstahl-Einstecksonde mit spitzer Spitze fr die Temperaturmessung von Flssigkeiten und halbfesten Flssigkeiten. Bestehend aus einem Griff, einem 2 Meter langen Spiralkabel und einem Ministecker.</p>

<S> </S>

<table style="Hhe: 36px; border-color: #f5f5f5;" border="1" width="850">

< Krper>

<tr>

<th style="width: 417px; Hintergrundfarbe: #cccccc; text-align: zentriert; vertical-align: Mitte;" >

<h2><strong>Mssen Sie Ihren Temperatursensor kalibrieren?</strong></h2>

</Th>

<td style="Breite: 417px; Hintergrundfarbe: #f5f5f5; text-align: zentriert; vertical-align: Mitte;" >

<p>Rckfhrbar auf ISO17025 (UKAS) Kalibrierstandards, bietet Labfacility die Wahl zwischen einer 3- oder 5-Punkt-rckfhrbaren Kalibrierung mit unserer hauseigenen Kalibriereinrichtung, Sie knnen beliebige Temperaturpunkte zwischen -10C und +200C.</p>

<p><strong>Bitte beachten Sie, dass Sie bezglich der Lieferinformationen kontaktiert werden, wenn Sie Ihrer Bestellung eine Kalibrierungsoption hinzufügen.</strong></p>

</td>

</tr>

</Krper>

</Tabelle>

<p><span style="text-decoration: unterstrichen;" ><strong>Spezifikationen</strong></span></p>

<S> </S>

## Specifications

<b>Product Code</b>	XE-3890-001
<b>General Description</b>	Penetration Probe with a pointed tip
<b>Sensor Type</b>	PRT
<b>Probe Diameter</b>	3.3mm
<b>Probe Length</b>	120mm
<b>Cable Length</b>	2m
<b>Max. Temperature</b>	+400°C