

## **PFA-isoliertes flaches Paar IEC-Thermoelement mit freiliegender Sperrstelle und Miniaturstecker - Typ K**



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Gute mechanische Festigkeit und Flexibilität, beständig gegen Öl, Säuren und andere ungünstige Flüssigkeiten.

### **Müssen Sie Ihren Temperatursensor kalibrieren?**

Rückführbar auf ISO17025 (UKAS) Kalibrierstandards bietet Labfacility die Wahl zwischen einer 3- oder 5-Punkt-rückführbaren Kalibrierung mit unserer hauseigenen Kalibriereinrichtung, Sie können beliebige Temperaturpunkte zwischen -10 C und +200 C auswählen.

**Bitte beachten Sie, dass Sie bezüglich der Lieferinformationen kontaktiert werden, wenn Sie Ihrer Bestellung eine Kalibrierungsoption hinzufügen**

## **Specifications**

<b>Sensor Type</b>	Fast response, welded exposed junction
<b>Thermocouple Type</b>	Thermocouple type K
<b>Cable Connection</b>	Terminated with a miniature flat pin plug
<b>Cable Length</b>	300mm, 1, 2, 3 or 5 metre lengths available
<b>Core / Strands</b>	1/0.3mm or 1/0.5mm
<b>Termination Type</b>	Miniature Plug
<b>Standards Met</b>	(cores & jacket) to IEC-584-3
<b>Insulation Material</b>	Insulation rating: -75°C to 260°C