

KF Wand-Klemmenkopf



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Viele alternative Typen von Klemmköpfen stehen zur Verfügung, um die Anforderungen verschiedener Anwendungen zu erfüllen.

Variationen bestehen in Größe, Material, Unterkunft, Medienbeständigkeit, Feuer- oder sogar Explosionsbeständigkeit und in anderen Parametern.

Specifications

Head Type	KF Wall Mounted Terminal Head
Material	Aluminium Silver Painted
Cable Entry	M20 x 1.5mm
Fixing (Centres)	33mm & 40mm
Max. Temperature	170°C
IP Rating	IP67 rated
Process Entry	1/2" BSPP
Cap Retaining Type	Screw Cap and retaining chain